



大赛璐药物手性技术（上海）有限公司 送样须知及送样单

一、 服务类别：

1. 对于有意向购买大赛璐色谱柱的客户，我们提供购柱前的初步筛选服务。
2. 我们为您提供全方位的手性色谱技术解决方案：手性分析方法开发、手性纯度测试、方法验证等，这些属于收费项目，送样前请认真阅读本须知或来电来函商议。

二、 样品要求（以下所有要求同时满足）：

请提供无残留溶剂的纯品（尽量不要配置成溶液）、非制剂样品、化学纯度 98%以上、消旋体（或需要分离的所有异构体）、样品量 10mg 以上。

三、 服务说明：

1. **请根据实验需求，选填后页（page2 或 page3）其中一页。**请将填写好的送样单打印后，与样品一起邮寄。
2. 买柱子前的筛选服务可进行一组化合物的色谱柱筛选服务，限主峰+对映异构体（服务上限：增加 2 个非对映异构体）；样品中杂质或异构体数目超过时，或多组化合物同时需要做筛选时，提供免费的部分筛选服务或收费服务。
3. 购柱前筛选服务，仅限于通过实验进行手性柱的选型并找到一个初步的分析方法，不包括对柱效、出峰时间、灵敏度、专属性等的方法优化和研究实验。如对方法有更高的需求，欢迎来电来函咨询付费方法优化、预验证、验证等业务。

以上服务条例解释权归大赛璐药物手性技术（上海）有限公司所有

送样地址：

公司名：大赛璐药物手性技术（上海）有限公司

地址：上海市浦东新区自贸区荷香路 32 号

收件人：分析部

联系电话：021-50460086-分机 201 (不接到付件)

购买色谱柱前筛选服务送样单

(送样单请打印后和样品一起寄来, 谢谢您的配合)

送样单位基本信息 (必填)									
送样单位:					联系电话:				
联系人姓名:					E-mail:				
地址:									
要求选择 (必填)									
色谱柱选择要求:	☐ 耐溶剂型手性柱(IA/IB/IBN/IC/ID/IE/IF/IG/IH/IJ/IK/IM/IN)								
	☐ 涂敷型手性柱(AD/OD/AS/OJ/AY/OZ/AZ/OX)								
	☐ 蛋白质手性柱(AGP/CBH/HSA)				☐ 特种柱(CR+/MA+/ZWIX+/ZWIX-/QD-AX/QN-AX)				
	☐ DCpak 柱(PBT/P4VP/PTZ/PMPC)								
流动相选择要求:	☐ 正相 (手性柱筛选时首选体系) ☐ 反相 ☐ SFC								
	**由于手性柱在正相体系中的成功率更高。故我司一般首选正相流动相。若您有特殊要求, 还请注明								
贵公司已有的大赛璐色谱柱 (必填)									
化合物信息 (只需勾选)	☐ 芳香族 ☐ 杂环 ☐ -COOH ☐ -COOR ☐ -OH ☐ ROR' ☐ 金属								
	☐ -NH ₂ (手性中心) ☐ N ☐ 氮杂环 ☐ -CN ☐ -NO ₂ ☐ S ☐ P ☐ F, Cl, Br, I								
	☐ 碳原子手性 ☐ 非碳原子手性 (请注明:) ☐ 轴手性 ☐ 其他, 请注明:								
	☐ 非手性异构 请注明:								
化合物酸碱性质: ☐ 中性 ☐ 酸性 ☐ 碱性 ☐ 两性					化合物名称 (代号):				
送样量 (消旋或混旋 10mg 以上):					毒性:			可能残存的溶剂:	
样品处理: ☐ 实验期间冰箱保存 ☐ 常规处理: 常温下保存 1 个月后销毁 ☐ 如要寄回, 请在实验结束 1 个月内提出									
溶解度 (选填)					样品稳定性 (选填)				
甲醇:	☐ 好(>10mg/ml) ☐ 中(>1mg/ml) ☐ 差(<1mg/ml)				光:	☐ 稳定 ☐ 不稳定 ☐ 不清楚			
乙醇:	☐ 好(>10mg/ml) ☐ 中(>1mg/ml) ☐ 差(<1mg/ml)				温度(<50°C):	☐ 稳定 ☐ 不稳定 ☐ 不清楚			
乙腈:	☐ 好(>10mg/ml) ☐ 中(>1mg/ml) ☐ 差(<1mg/ml)				酸(如甲酸):	☐ 稳定 ☐ 不稳定 ☐ 不清楚			
水:	☐ 好(>10mg/ml) ☐ 中(>1mg/ml) ☐ 差(<1mg/ml)				碱(如二乙胺):	☐ 稳定 ☐ 不稳定 ☐ 不清楚			
正己烷:	☐ 好(>10mg/ml) ☐ 中(>1mg/ml) ☐ 差(<1mg/ml)				水:	☐ 稳定 ☐ 不稳定 ☐ 不清楚			
二氯甲烷:	☐ 好(>10mg/ml) ☐ 中(>1mg/ml) ☐ 差(<1mg/ml)				空气:	☐ 稳定 ☐ 不稳定 ☐ 不清楚			
其它溶剂:					其它:	☐ 稳定 ☐ 不稳定 ☐ 不清楚			
可供参考的色谱分离条件									
色谱条件 (成功分离)		手性柱名称:			流动相条件:				
色谱条件 (不能分离)		手性柱名称:			流动相条件:				
文献方法 (类似结构化合物)		手性柱名称:			流动相条件:				
送样人留言									



大赛璐收费分析送样单

送样单位基本信息（必填）									
送样单位：					联系电话：				
联系人姓名：					E-mail：				
地址：									
服务种类和要求选择（必填）									
测试种类：	☐ 手性分析方法开发		☐ 光学纯度检测（e.e.值）						
	☐ HPLC 非手性方法开发		☐ HPLC 非手性检测（提供方法）						
	☐ LC-MS（常规检测）		☐ LC-MS（方法开发）		☐ LC-MS（提供方法）				
	☐ 1H-NMR（400 兆 NMR）		☐ GC		☐ 溶残		☐ 旋光度（提供标品或文献方法）		
是否有测试方法？（必填） 若是，请填写具体方法。 （核磁请注明氘代溶剂）									
化合物信息（必填）									
化合物名称和 CAS 号									
化合物结构式 (或主要官能团)									
化合物酸碱性质： ☐ 中性 ☐ 酸性 ☐ 碱性 ☐ 两性									
若样品状态不是固体，请填写可能的残存溶剂：									
送样重量：					检测波长（必填）：				
化学毒性：									
样品处理： ☐ 实验期间冰箱保存 ☐ 常规处理：常温下保存 1 个月后销毁 ☐ 如要寄回，请在实验结束 1 个月内提出									
溶解度					样品稳定性				
甲醇：	☐ 好(>10mg/ml)	☐ 中(>1mg/ml)	☐ 差(<1mg/ml)	光：	☐ 稳定	☐ 不稳定	☐ 不清楚		
乙醇：	☐ 好(>10mg/ml)	☐ 中(>1mg/ml)	☐ 差(<1mg/ml)	温度(<50℃)：	☐ 稳定	☐ 不稳定	☐ 不清楚		
异丙醇：	☐ 好(>10mg/ml)	☐ 中(>1mg/ml)	☐ 差(<1mg/ml)	酸(如甲酸)：	☐ 稳定	☐ 不稳定	☐ 不清楚		
水：	☐ 好(>10mg/ml)	☐ 中(>1mg/ml)	☐ 差(<1mg/ml)	碱(如二乙胺)：	☐ 稳定	☐ 不稳定	☐ 不清楚		
正己烷：	☐ 好(>10mg/ml)	☐ 中(>1mg/ml)	☐ 差(<1mg/ml)	水：	☐ 稳定	☐ 不稳定	☐ 不清楚		
二氯甲烷：	☐ 好(>10mg/ml)	☐ 中(>1mg/ml)	☐ 差(<1mg/ml)	空气：	☐ 稳定	☐ 不稳定	☐ 不清楚		
其它溶剂：				其它：	☐ 稳定	☐ 不稳定	☐ 不清楚		
送样人留言									

公司名: 大赛璐药物手性技术 (上海) 有限公司
联系电话: +86-21-50460086*201

网址/Web: www.daicelchiraltech.cn