

大赛璐药物手性技术（上海）有限公司 送样须知及送样单

一、 服务类别:

1. 对于有意向购买大赛璐色谱柱的客户，我们提供购柱前的初步筛选服务。
2. 我们为您提供全方位的手性色谱技术解决方案：手性分析方法开发、手性纯度测试、方法验证等，这些属于收费项目，送样前请认真阅读本须知或来电来函商议。

二、 样品要求（以下所有要求同时满足）:

请提供无残留溶剂的纯品（尽量不要配置成溶液）、非制剂样品、化学纯度 98% 以上、消旋体（或需要分离的所有异构体）、样品量 10mg 以上。

三、 服务说明:

1. **请根据实验需求，选填后页（page2 或 page3）其中一页。** 请将填写好的送样单打印后，与样品一起邮寄。
2. 买柱子前的筛选服务可进行一组化合物的色谱柱筛选服务，限主峰+对映异构体（服务上限：增加 2 个非对映异构体）；样品中杂质或异构体数目超过时，或多组化合物同时需要做筛选时，提供免费的部分筛选服务或收费服务。
3. 购柱前筛选服务，仅限于通过实验进行手性柱的选型并找到一个初步的分析方法，不包括对柱效、出峰时间、灵敏度、专属性等的方法优化和研究实验。如对方法有更高的需求，欢迎来电来函咨询付费方法优化、预验证、验证等业务。

以上服务条例解释权归大赛璐药物手性技术（上海）有限公司所有

送样地址:

公司名: 大赛璐药物手性技术（上海）有限公司

地址: 上海市浦东新区自贸区荷香路 32 号

收件人: 质量管理部

联系电话: 021-50460086-分机 201 (不接到附件)

